

**ER DINE KNÆ**

**KLAR TIL**

**SKISÆSONEN**

**KNÆBANDAGER · TRÆNINGSDUDSTYR · PLEJEPRODUKTER**

**SP**  
sports pharma

**Vi hjælper dig  
- med fortsat at være i bevægelse!**

Vi har partnerskab med  
DHF, Team Danmark & DBU



# HAR DU EN KNÆSKADE?

Tag trygt afsted på skiferie, trods en tidligere skade.  
Det er dog en rigtig god idé at være godt forberedt.

**KNÆBANDAGER**

**TIL SKITUREN!**

mediroyal 



## Mediroyal NRX® Liga Spring

Model NRX423

- Dobbelte spiralfjedre
- Elastiske stropper for diagonal støtte
- Patellapude i NRX for effektiv støtte
- Integreret friktionssystem
- Åndbart materiale i knæhasen, Neptun
- Lukkes let med to velcrostropper
- God til knæartrose, inflammation
- Til MCL/LCL & miniskskade

Materiale: NRX (Isolerende, latexfri)

**Vejl. udsalgspris kr. 999,-**



## Mediroyal SRX® Knæbandage

Model SRX859

- Letvægtsskinner af aluminium/komposit
- Dobbelte aluminiumsled
- Åben patella for støtte og komfort
- Slå-om model i to størrelser
- 2 ekstra stropper giver øget kompression
- Kan bruges til stort lår og læg
- Til MCL/LCL, miniskskade & inflammation

Materiale: SRX (Isolerende, kompression)

**Vejl. udsalgspris kr. 1.199,-**



## Mediroyal NRX® Liga X

Model NRX411

- Med kraftige aluminiumsskinner
- Aktivt led i A6061 aluminium
- Med fleksions-/ekstensionskontrol
- Medial/lateral stabilisering
- Ledlommer lavet i carbon-nylon
- Åndbart materiale i knæhasen, TriTex
- God til knæartrose, inflammation
- Til ACL/PCL, MCL/LCL & miniskskade

Materiale: NRX (Isolerende, latexfri)

**Vejl. udsalgspris kr. 1.799,-**



Tilgængelig i en kort version med en længde på kun 36,5 cm.



## Orthoservice PlusPoint III 4-punkts knæskinne

- Maksimal stabilitet og styrke
- Ekstra sæt kondylpuder i 2 tykkelser
- Flexions- og ekstensionsstop
- Ultra-lav profil m/polycentriske led
- Justerbar ramme for unik støtte
- Ekstra forstærkede velcrostropper
- Til ACL/PCL, MCL/LCL, instabilitet

Materiale: Aluminium

Vejl. kun 430 gram

**Vejl. udsalgspris kr. 3.999,-**

Se mere på [www.sportspharma.dk](http://www.sportspharma.dk)

## ORDFORKLARING

**ACL**

Forreste korsbånd

**PCL**

Bagerste korsbånd

**Patella**

Knæskal

**MCL**

Ledbånd på medial side

**LCL**

Ledbånd på lateral side

**Medial/lateral**

Indvendig/udvendig

# KØB DIN KNÆBANDAGE HER!

Vi har et stort udvalg af knæbandager, så der er mulighed for at finde den korrekte variant. Se også vores udvalg på [sportspharma.dk/skiudstyr](https://sportspharma.dk/skiudstyr)

## REH4MAT

## Mueller®

Spar  
42%



### AM-OSK-Z/2RA\*, Knæskinne

- Skinner i aluminium
- Dobbeltakslet anatomisk led
- Med fleksions-/ekstensionskontrol
- Medial/lateral stabilisering
- Patella stabilisering, donutpelotte
- Åndbar og Latexfri
- Indvendig anti-slip silikone
- Til ACL, LCL/MCL, instabilitet

Vejl. udsalgspris kr. ~~2.399,-~~ 1399,-

\* PATENTERET LED



Spar  
55%



### Mueller Pro Level Deluxe

Model 5333

- 3-leddet aluminiumsskinner
- God medial/lateral støtte
- Slå-om model, nem at tage af/på
- Åben i knæhasen
- Patella stabilisering, donutpelotte
- Dynamisk stabiliserende stropper
- Høj kompression = øget cirkulation
- Ekstensionsbånd medfølger

Vejl. udsalgspris fra kr. ~~1.699,-~~ 749,-

begrænset mængde

Se alle relevante bandager, som vi anbefaler til skiferien, ved at scanne QR-koden eller på: <https://sportspharma.dk/skiudstyr>



### Mueller Hg80 Knæstabilisat.

Model 59211

- Mediale/laterale fjedre
- Kevlarforstærkede lommer
- TCS-lock stabilitetssystem
- Antimikrobiel behandling
- Latex fri
- MCL/LCL, patella, miniskade

Materiale: Hydracinn

Vejl. udsalgspris kr. 999,-



### Mueller Hg80 Knæskinne

Model 59011

- Kraftige aluminiumsskinner
- Triaksale led, god mobilitet
- Kevlarforstærkede lommer
- TCS-lock stabilitetssystem
- Antimikrobiel behandling
- Latex fri
- Til MCL/LCL, patella, miniskade

Materiale: Hydracinn

Vejl. udsalgspris kr. 1.299,-

### STØRRELSESGUIDE

For at finde den korrekte størrelse, er det som udgangspunkt en god idé at kende 3 mål.

Omkredsen rundt om:

- Knæskallen (vigtigste)
- 15 cm over knæskallen
- 15 cm under knæskallen

Find størrelsestabellerne for bandagerne på hjemmesiden eller kontakt os på 75840533

Følg os på **facebook**: [www.facebook.com/sportspharmaAS](https://www.facebook.com/sportspharmaAS)

### ORDFORKLARING

**SRX** Baseret på "closed cell neopren" med gode varmeisolerende og elastiske egenskaber.

**NRX** Unikt tredimensionelt neopren-blend materiale, som er let, elastisk og trykafastende. God kompression og ventilerende.

**Hydracinn** Uden latex og neopren. Åndbart imprægneret med antibakteriel barriere, der beskytter mod lugt, fugt og andre mikroorganismer.

# FORBERED KROPPEN!

...før du tager på skiferie

**1 TRÆN KROPPEN** - start træningen 3 mdr. før afrejse, da muskler og led så har rig mulighed for at styrkes.

**2 KNÆBANDAGE** - har man problemer med knæene, kan man med stor fordel bruge en bandage eller skinne til at støtte og beskytte.

## Wobblesmart Wobbleboard

Smart og innovativt vippebræt med sværhedsgrader. Til træning af koordination og balance, der stabiliserer og styrker ankler, knæ og hofte.

- 6 justérbare sværhedsgrader
- Skridsikker knop af naturgummi
- Birkefinérplade med skridsikker overflade

**Vejl. udsalgspris kr. 599,-**



## Kulde-/Varme Thermowrap

**Varme** til stivhed i muskler og led. **Kulde** til led- og muskelømheden samt hurtigere restitution. Kan bruges på knæ, lænd, nakke, lår osv. 1x kompressionswrap og 2x gelposer til kulde- eller varmebehandling.

- Med thermoplade for at holde gelposen kold/varme længere.

**Vejl. udsalgspris kr. 149,-**



## SPORT GEL

...tager ømheden i muskler og led!

### Rüwo Sport Gel

Hjælper mod muskelømheden og ledsmerter efter fysisk aktivitet. God til trætte ben, forstuvninger samt hævelser. Kølende effekt, anti-inflammatorisk, øger cirkulationen

Tilgængelig i 100, 200 og 1000 ml. samt 50ml roll-on

**Vejl. udsalgspris fra kr. 119,-**



Roll-on 50 ml.



Sports Pharma A/S  
Niels Bohrs Vej 7  
DK-7100 Vejle

tlf +45 7584 0533  
sp@sportspharma.dk

For mere information - venligst kontakt os eller besøg vores hjemmeside:

**sportspharma.dk**