

Kompressionssystem

RECOVERYPUMP®

RecoveryPumps sekventielle kompressionsudstyr er bærbart og meget effektivt til fremme af restitution med en række revolutionerende beklædningsstykker til alle legemsdele.

Beklædningsdelene til Recovery Pump omfatter:

- Recovery Boots (Restitutionsstøvler)
- Mini Boots (Ministøvler)
- Recovery Arm (Restitutionsarm)
- Recovery Core (Restitutionskorpus)
- Recovery Pants (Restitutionsbukser) og Half-Jacket (Halvjakke)

Recovery Pump er hurtigt blevet det foretrukne valg for eliteatleter, professionelle hold, fysioterapeuter og styrke- og konditionstrænere med hensyn til at tilbyde de bedste værktøjer til at holde deres atleter sunde.



RecoveryPump er det mest bærbare og overkommelige trykluftkompressionssystem på markedet. RecoveryPump er ikke bare bedre end nogen sinde. Den er også kun halvt så stor og tung som konkurrerende mærker.



RecoveryPump tilbyder den mest innovative teknologi, det mest omfattende restitutionsudstyr på markedet — og et hold, der engagerer sig i at yde enestående service for at give dig en vinderprofil.



RP-terapien (gradueret sekventiel trykluftkompression) er den eneste medicinsk afprøvede type trykluftkompression til både at fremskynde restitution og øge atletisk præstation i efterfølgende træningsperioder.



RecoveryPumps unikke støvledesign og hurtige cyklustid engagerer aktivt kroppens naturlige retursystemer (vene-/lymfesystem) under hvile og bevarer atletens fornemmelse af at være frisk under sæsonens hårde arbejde.

Sådan fjerner kroppen stofskifteaffald

- Vores lymfesystem og blodkar samarbejder om naturligt at skylle affald ud af vores celler
- Muskelbevægelse er imidlertid nødvendig for at stimulere denne proces, fordi lymfesystemet ikke har nogen pumpe
- Ofte udfører atleter let træning for at opnå denne muskelkontraktion og øge kredsløbet, hvilket kaldes aktiv restitution.

RecoveryPump fremskynder restitution efter træning

- Selvom menneskets krop naturligt fjerner affald, som medfører ømhed og træthed, tager det tid
- RecoveryPump giver seriøse atleter et dynamisk, men meget naturligt alternativ til passiv restitution
- RecoveryPump overgår langt de resultater, der opnås med mange traditionelle restitutionsmetoder
- Recovery Pump simulerer lokal "aktiv restitution" på en passiv, terapeutisk og afslappende måde



Hvad sker der, når man bruger sin RecoveryPump?

- Aktiv sekventiel kompression øger det venøse tilbageløb og accelererer hurtigt kroppens reabsorption af de stoffer, der medfører ømhed og træthed i musklen
- Specifikke kompressionsniveauer målt i mm Hg, øger cirkulationen på alle niveauer i venesystemet og fjerner effektivt stofskifteaffald hurtigere end nogen traditionel restitutionsmetode eller hvile alene
- Sæt fart på din krops egne naturlige restitutionsmetoder, og kom hurtigt tilbage på dine toppræstationsniveauer med den afprøvede teknologi, som takler muskelsmerter og årsagen dertil

RP Lite System



MEST POPULÆRE RP Lite System

- RP Lite Pump
- RecoveryBoots
- Transporttaske

Vores transportable og simpleste RP-pumpe, kombineret med den førende restitutionsdel, giver en omkostningseffektiv restitutionsplan, som vil resultere i træning af bedre kvalitet, højt ugentligt træningsvolumen og reducerer risikoen for skader.

- Vejer kun 1 kg
- NYT - Indbygget batteri med 6-8 timers batteritid.
- Justerbar trykregulering (20-100 mmHg)
- Behandlingstimer + kontinuerlig terapimodus
- NYT - justerbar tryktimer (3 muligheder: 0, 5 og 10 sek)
- Størrelse: 21 x 20 x 9 cm



BOOTS



MINI BOOTS



ARM



CORE

4 KAMMER BEKLÆDNING

BRUG
MED

RP Lite System



Tag RP Lite Systemet med direkte ned til træningsbanen eller tag den med til udlandet på træningslejre eller kamp/race, så du kan bruge den før og efter, du har været i gang.

RPX System



MEST POPULÆRE RPX System

- RP Pump
- RecoveryBoots
- Transporttaske

Vores RPX-pumpe til eliteniveau kombineret med de førende restitutionsbeklædninger giver en komplet restitutions- og rehabiliteringsplan, som vil resultere i træning af bedre kvalitet, højt ugentligt træningsvolumen og reducerer risikoen for skader.

- Produktseriens topmodel har universalspænding
- Indbygget batteripakke, som fuldt opladet muliggør op til fire timers trådløs restitution
- Maksimalt tryk på 100 mmHg
- Bærbar pumpe vejer kun 2 kg
- 6 tilgængelige programmer med individualiserbare indstillinger
- Mulighed for valg af isolations-mode for at ramme specifikke rehabiliteringsområder
- Kan tilsluttes alle RecoveryPumpkompressions-dele

BRUG MED



BOOTS



MINI BOOTS



ARM



CORE



HALF-JACKET



PANTS

4 KAMMER BEKLÆDNING

8 KAMMER BEKLÆDNING

RPX System

BEKLÆDNING	BOOTS	MINI BOOTS	ARM	CORE	HALF-JACKET	PANTS
						
SYSTEM	4 KAMMER BEKLÆDNING			8 KAMMER BEKLÆDNING		
RPX TRAVEL	X	✓	X	X	X	X
RPX SYSTEM	✓	X	X	X	X	X
RPX TRAVEL SYSTEM	✓	✓	X	X	X	X
RPX SYSTEM ARM	✓	X	✓	X	X	X
RPX SYSTEM CORE	✓	X	X	✓	X	X
RPX HALF-JACKET SYSTEM	X	X	X	X	✓	X
RPX PANTS SYSTEM	X	X	X	X	X	✓
RPX CUSTOM SYSTEM	Vælg den beklædning, du har behov for til din restitution og genoptræning					
BEMÆRK: Alle RPX Systemer leveres med RP Pumpe og Transporttaske						

Med RPX har du mulighed for at bruge alle tilbehørsdelene, dvs. du også kan tilkoble de 8-kamrede restitutionsbeklædninger, som dækker et endnu større område.



Recovery Boots




- Recovery Boots med integrerede bukser
- Fås i 4 individuelle længder og 1 ekstra bred - Se størrelsesguide
- Designet med et varemærkebeskyttet kammer under foden for øget cirkulation under kompression
- Firekammerprodukter oppustes nede fra og opefter, idet hvert kammer holdes sekventielt, indtil cyklussen er færdig for derefter at frigive for optimal skylning
- Recovery Boots er lette at tage på og af, bærbare, holdbare og leverer den mest effektive behandling på markedet. Systemet simulerer lokal "aktiv restitution" på en passiv, terapeutisk og afslappende måde

Boot Str.	Udvalg LÆNGDE	HØJDE	BREDDE
Kort 85	70 - 85 cm 27" - 33.5"	152 - 169 cm 5" - 5'5"	70 cm 27.6"
Medium 95	80 - 95 cm 31.5" - 37.5"	170 - 183 cm 5'6" - 6'	80 cm 31.5"
Lang 85	90 - 105 cm 35.5" - 41"	183 - 198 cm 6' - 6'6"	81 cm 31.9"
Bred 85	90 - 105 cm 35.5" - 41"	183 - 198 cm 6' - 6'6"	96 cm 37.8"
Extra Lang 85	105 cm & OP 41" & OP	198 cm & OP 6'6" & OP	82 cm 32.3"

Bemærk: Mål er vist i centimeter


STØRRELSESGUIDE

For korrekt RecoveryBoot®-pasform, måles fra ydersiden af benet fra hæl til hofte som angivet på tegningen med stiplede linjer. Brug denne måling til at vælge din størrelse fra nedenstående diagram.




4
KAMRE

Mini Boots



- Perfekt til rejsebrug
- Mini Boots tilbyder sekventiel trykluftkompressionsterapi med fire kamre
- Fra undersiden af foden op til det øverste af læggen
- Tænk RecoveryBoots fra knæet og ned
- Giver behandling distalt for knæet (dækkende foden til læggen)
- Effektiv til øgning af cirkulationen FØR eller EFTER konkurrence
- Bekæmp virkningerne af timers rejsen med de kompakte rejsevenlige Mini Boots

4
KAMRE



STØRRELSESGUIDE


Bemærk: Mål er vist i centimeter

Recovery Pants



8
KAMRE

- Vores nye Recovery Pants med 8 kamre tilbyder trykluftkompressionsterapi på et nyt niveau
- Denne behandling af hele underkroppen omfatter fodsål, underekstremitet, sæde, lyske, nederste del af ryggen og abdomen
- De 8-kamrede Recovery Pants er fuldt ud kompatible med RecoveryPumps RPX-pumper
- Onesize, passer alle



STØRRELSESGUIDE

Bemærk: Mål er vist i centimeter, fod og tommer

* FORLÆNGERE KAN FÅS, HVIS DU OVERSKRIDER DE ANGIVNE MÅL


Recovery Core



4

KAMRE

- Recovery Core leverer 360° bilateral kompression
- Retter sig mod hoftébøjere, nederste del af ryggen, sædemuskler, quadriceps, adduktorer og hasemusklér i en sekventiel cyklus
- Onesize, passer alle
- Variabel størrelse opnås med 3 justerbare lynlåse på hver side af beklædningen



STØRRELSESGUIDE

Bemærk: Mål er vist i centimeter


Recovery Arm



4

KAMRE


- Recovery Arm kan anvendes på enten højre eller venstre arm
- Justerbar strop, onesize, passer alle
- Det 4. kammer har bryst- og skuldermusklerne som mål
- Reducerer ømhed, hævelse og træthed
- Fremskynder rehabilitering efter skade eller operation
- Brug stik i anden port (begge porte vil virke)
- Integreret slange for lettere brug og bærbarhed



STØRRELSESGUIDE


Bemærk: Mål er vist i centimeter

Half-Jacket



8
KAMRE

- Vi har taget vores RecoveryArm og forlænget den, så den inkluderer kompression af hele overekstremiteten
- RP Half-Jacket giver usammenlignelig terapi til disse vigtige muskelgrupper, idet den fordobler de aktive kompressionszoner, så dit restitutionsregime forbedres
- Kraftig, ensidig og kompatibel med de aktuelle RPX-pumper
- Half-Jacket er fuldt justerbar til en individuel pasform
- RP Half-Jacket med 8 kamre er målrettet muskelzonerne pectoralis-, obliquus-, latissimus, scapula, rhomboidei og trapezius



STØRRELSESGUIDE

Bemærk: Mål er vist i centimeter

TRANSPORTTASKE



Leveres gratis med alle systemer, fås i størrelserne Small og Medium

NEOPRENMANCHET



Passer perfekt til at beskytte din RPX og RP Lite

ZERO GRAVITY CHAIR



Transportabel og let stol for optimal stilling til brug af Recovery Pump-terapi

LUXE LOUNGER



Optimal restitution, elektrisk justerbar stilling, varmekude i lænden og massage



Sports Pharma A/S
Niels Bohrs Vej 7
DK-7100 Vejle
tlf +45 7584 0533
sp@sportspharma.dk

For mere information omkring RecoveryPump
-venligst kontakt os eller besøg vores hjemmeside:

sportspharma.dk

....vi hjælper folk med fortsat at være i bevægelse!



Sports Pharma A/S
Niels Bohrs Vej 7
DK-7100 Vejle
tlf +45 7584 0533
sp@sportspharma.dk

For mere information omkring RecoveryPump
-venligst kontakt os eller besøg vores hjemmeside:

sportspharma.dk

....vi hjælper folk med fortsat at være i bevægelse!

*Der tages forbehold for trykfej, prisændringer og udsolgte varer

SP_PP_produktkatalog_042019_DK